

Méthode en direct

	Recette de base (gr)	Recette à pétrir (gr)
<i>Farine Tradition Française</i>	1 000	
<i>Eau</i>	680	
<i>Eau de Bassinage</i>	70	
<i>Sel</i>	15	
<i>Levure</i>	7	

<u>Poids total</u>	1 772	
---------------------------	-------	--

	Spirale	Oblique
<i>Température de base</i>	58°C	60°C
<i>Température de la pâte</i>	24 - 25°C	24 - 25°C
<i>Température eau de coulage</i>		
<i>Température farine</i>		
<i>Température fournil</i>		

<u>Poids total de commande</u>	
<u>Coefficient</u>	

	Spirale (min)	Oblique (min)
<i>Autolyse</i>	3	3
<i>Pétrissage 1^{ère} Vitesse</i>	3	15
<i>Pétrissage 2^{ème} Vitesse</i>	6	5

<i>Autolyse</i>	30 min	
<i>Pointage</i>	3 x 20 min avec rabats Puis 30 à 60 min	
<i>Division</i>	Baguettes de 350 gr	
<i>Détente</i>	20 min	
<i>Apprêt</i>	30 à 45 min	
<i>Cuisson</i>	250°C	
<i>Temps de cuisson</i>	23 à 25 min	

Méthode en froid

	Recette de base (gr)	Recette à pétrir (gr)
<i>Farine Tradition Française</i>	1 000	
<i>Eau</i>	680	
<i>Eau de Bassinage</i>	70	
<i>Sel</i>	15	
<i>Levure</i>	7	

<u>Poids total</u>	1 772	
---------------------------	-------	--

	Spirale	Oblique
<i>Température de base</i>	58°C	60°C
<i>Température de la pâte</i>	24 - 25°C	24 - 25°C
<i>Température eau de coulage</i>		
<i>Température farine</i>		
<i>Température fournil</i>		

<u>Poids total de commande</u>	
<u>Coefficient</u>	

	Spirale (min)	Oblique (min)
<i>Autolyse</i>	3	3
<i>Pétrissage 1^{ère} Vitesse</i>	3	15
<i>Pétrissage 2^{ème} Vitesse</i>	6	5

<i>Autolyse</i>	30 min	
<i>Pointage</i>	60 min avec rabat	
<i>Mise en froid</i>	18 à 24 h à 4°C	
<i>Division</i>	Baguettes de 350 gr	
<i>Détente</i>	60 min	
<i>Apprêt</i>	30 à 45 min	
<i>Cuisson</i>	250°C	
<i>Temps de cuisson</i>	23 à 25 min	

Méthode en froid
Fiche de fabrication pour "Panéotrad"

	Recette de base (gr)	Recette à pétrir (gr)
Farine Tradition Française	1 000	
Eau	700	
Eau de Bassinage	50 (+/- 50)	
Sel	15	
Levure	5	

<u>Poids total</u>	1 770	
---------------------------	-------	--

	Spirale	Oblique
Température de base	58°C	60°C
Température de la pâte	24 - 25°C	24 - 25°C
Température eau de coulage		
Température farine		
Température fournil		

<u>Poids total de commande</u>	
<u>Coefficient</u>	

	Spirale (min)	Oblique (min)
Autolyse	3	3
Pétrissage 1 ^{ère} Vitesse	3	15
Pétrissage 2 ^{ème} Vitesse	6	5

Autolyse	30 min	
Pointage	60 min avec rabat à 20 min et 40 min	
Passage en froid	18 à 24 h à 2 - 3°C	
Détente	5 à 20 min	
Division au Panéotrad	Baguettes de 350 gr	
Cuisson	260°C	
Temps de cuisson	23 à 25 min	